

trnd Projektfahrplan

**Neu: Sonicare AirFloss  
für die einfache Reinigung  
der Zahnzwischenräume.**

PHILIPS  
sonicare

**trnd  
Projekt**

Projektblog: [www.trnd.com/airfloss](http://www.trnd.com/airfloss)

Deine persönliche Ansprechpartnerin bei trnd: [trinidi@trnd.com](mailto:trinidi@trnd.com)

# trnd-Partner machen den Sonicare AirFloss bekannt.

Wir freuen uns, in diesem trnd-Projekt die Markteinführung einer besonderen Produktneuheit begleiten zu dürfen: **Sonicare AirFloss**.

**PHILIPS**  
**sonicare**  
sense and simplicity

Der **Sonicare AirFloss** ist ein Gerät von Philips für die einfache Reinigung der Zahnzwischenräume. Er ist eine effektive und leicht anzuwendende Alternative zu Zahnseide und kann jeden Tag zusätzlich zur Zahnbürste verwendet werden.

**500 trnd-Partner aus Deutschland und Österreich** werden in diesem trnd-Projekt zu Online-Reportern: Gemeinsam wollen wir den Sonicare AirFloss ausprobieren, viele Online-Testreportagen veröffentlichen und die neue Zahnzwischenraumpflege bei Freunden, Bekannten, Kollegen und Verwandten bekannt machen.

Los geht's!

In diesem **trnd-Projekt** wollen wir...

1

... gemeinsam mit 500 trnd Online-Reportern den neuen Sonicare AirFloss **ausprobieren** und bei der **Markteinführung** begleiten.



Ausprobieren.

2

... unsere Erfahrungen mit dem neuen Sonicare Gerät auch anderen zur Verfügung stellen. Dazu schreibst Du als Online-Reporter **Testreportagen** und veröffentlichst **Videos und Fotos**, auf denen der Sonicare AirFloss in Aktion zu sehen ist. Zum Beispiel auf Produktbewertungsplattformen wie Amazon, ciao, dooyoo etc., auf Deinem Blog oder direkt für unseren Projektblog.



Meinung sagen.

3

... den neuen Sonicare AirFloss **bekannt machen**: Einfach durch gemeinsames Ausprobieren, Weitererzählen und Vorführen im Freundes- und Bekanntenkreis.



Weitersagen.

4

... viele **Gesprächsberichte** und **Marktforschungsergebnisse** zusammentragen: Welche Erfahrungen hast Du beim Weitererzählen gemacht? Mit wie vielen Freunden hast Du über Sonicare AirFloss gesprochen? Wo hast Du im Internet Deine Erfahrungen mit Sonicare AirFloss präsentiert?



Berichten.

# Gründliche Zahnpflege für ein schönes Lächeln.

Wie wichtig die regelmäßige und gründliche Zahnpflege ist, lernen wir schon von klein auf. Doch nicht immer pflegen wir unsere Zähne so, wie es sich unser Zahnarzt wünscht.



Besonders die Reinigung der Zahnzwischenräume wird häufig vernachlässigt, denn die Zahnbürste allein reicht an diesen Stellen nicht. Das kann unangenehme Folgen haben, allen voran Karies sowie entzündetes Zahnfleisch, was sogar zu Parodontose führen kann.

Abhilfe schaffen Zahnseide oder spezielle Bürstchen für die Zwischenräume, doch diese sind nicht jedermanns Sache. Die Handhabung ist für Ungeübte etwas umständlich – z.B. sind die hinteren Backenzähne nur schwer erreichbar. Außerdem kann Zahnseide, wenn sie nicht richtig angewendet wird, das Zahnfleisch reizen.

Um die Pflege der Zahnzwischenräume einfacher zu machen, sodass sie jeder am besten täglich durchführen kann, haben die Produktentwickler der Zahnpflegemarke Sonicare von Philips etwas Neues entwickelt: den Sonicare AirFloss.

# Sonicare AirFloss zur einfachen Reinigung der Zahnzwischenräume.

Der AirFloss von Philips Sonicare reinigt Zahnzwischenräume einfach, schnell und effektiv. Dank **Microburst-Technologie** werden Speisereste und Plaque zwischen den Zähnen sicher entfernt.

Ein **Strahl aus Luft und Wasser oder Mundspülung** löst in Sekundenbruchteilen Zahnbelag sowie Plaque zwischen den Zähnen und kann so helfen, Zwischenraumkaries und entzündetem Zahnfleisch vorzubeugen.

Diese **Microburst-Technologie** des Sonicare AirFloss entfernt bis zu 99 %\* mehr Plaque im Zahnzwischenraum als die alleinige Reinigung mit einer Handzahnbürste. Die abgewinkelte Reinigungsdüse erreicht leicht alle Zahnzwischenräume. Auch bei Zahnsparungen, -kronen, -prothesen oder Zahnersatz ist Sonicare AirFloss zu empfehlen.

Damit ist der Sonicare AirFloss die **perfekte Ergänzung** zur Zahnbürste und reinigt in nur 1 Minute alle Zwischenräume.



\* Quelle: de Jager M et al.: Dent Res 90 (spec iss A), 2011.

# So reinigst Du Deine Zähne mit dem Sonicare AirFloss.

**Einfach, schnell und sanft – so gelingt die Zahnzwischenraumreinigung mit dem Sonicare AirFloss:**



Fülle in den Tank etwas Wasser oder Deine Lieblingsmundspülung. Eine Füllung reicht für zwei Anwendungen in allen Zahnzwischenräumen (pro Anwendung wird weniger als ein Teelöffel Flüssigkeit benötigt). Nun Klappe schließen.



Den AirFloss einschalten. Wenn das grüne Licht leuchtet, ist er einsatzbereit.



Gleite mit der Düse am Zahnfleischrand entlang, bis die Spitze im Zahnzwischenraum positioniert ist.



Auf Knopfdruck – so einfach wie ein Mausclick – startest Du die Reinigung. Dabei wird ein kleiner Sprühstoß in den Zahnzwischenraum abgegeben. Wiederhole dies für jeden Zahnzwischenraum inklusive der Backenzähne. **Tipp:** Anfangs gibt es vielleicht einige Spritzer auf dem Badspiegel – mit ein bisschen Übung gelingt es Dir aber ganz schnell, den Spiegel trocken zu halten. Nach der Verwendung schaltet sich der Sonicare AirFloss automatisch ab.



Der Sonicare AirFloss wird mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben, der mit der üblichen Sonicare Ladestation kompatibel ist. Eine Ladung hält für ca. 2 Wochen. Für die Reinigung befolgst Du einfach die Hinweise in der Bedienungsanleitung bzw. in diesem Projektfahrplan (ein paar Seiten weiter).

Beachte: Wenn Dein/e Kind/er das Zähneputzen vollständig beherrschen, können Sie den Sonicare AirFloss unter Aufsicht eines Erwachsenen selbst benutzen.

# Die Vorteile des Sonicare AirFloss.

**Nicht nur auf, sondern auch zwischen unseren Zähnen lagert sich ein sog. Biofilm (Plaque/Zahnbelag) aus Speiseresten und Bakterien ab. Entfernt man diesen nicht, so können Karies und Zahnfleischentzündungen entstehen. Gegenüber der Reinigung mit Zahnseide oder einer Munddusche bietet der Sonicare AirFloss einige Vorteile:**



## **Einfach und schnell.**

Die Handhabung des AirFloss ist denkbar leicht: Einschalten, Wasser oder Mundspülung einfüllen, Düse an den Zahnzwischenraum führen, Startknopf drücken – und los geht's. In nur einer Minute kannst Du alle Zahnzwischenräume reinigen. Der AirFloss schaltet sich automatisch ab, wenn er nicht mehr benutzt wird.

## **Sanft.**

Dank der Microburst-Technologie wird Plaque mit einem gezielten Strahl aus Luft und Wasser entfernt. Zahnfleisch, Zähne und Zahnschmelz werden dabei geschont. Im Gegensatz dazu, kann Zahnseide das Zahnfleisch reizen oder sogar verletzen.

## **Gründlich.**

Die schlanke Düse beseitigt Plaque sogar zwischen den schwer erreichbaren Backenzähnen. Mit Zahnseide braucht man dafür etwas Übung und vor allem mehr Zeit.

## **Bequem.**

Pro Anwendung braucht der Sonicare AirFloss weniger als einen Teelöffel Flüssigkeit. Du musst also nicht – wie bei einer Munddusche – am Waschbecken stehen bleiben. Zudem lässt Dir der kabellose AirFloss alle Bewegungsfreiheit.

## **Sicher.**

Der ergonomische Griff wurde entwickelt, um sich der Handwölbung anzupassen – für einfaches Halten und maximale Kontrolle. Und die Düse gleitet wie von selbst in die Zahnzwischenräume.



# Dein trnd Startpaket.

Zu Beginn des trnd-Projekts erhalten alle Teilnehmer dieses kostenlose Startpaket.

## Für Dich:

- 1x Philips Sonicare AirFloss inkl. Bedienungsanleitung und Ladegerät
- Marktforschungsunterlagen zum Thema „Zahnpflege“ zum Befragen von Freunden, Bekannten, Kollegen und Verwandten

## Zum Ausprobieren des Sonicare AirFloss mit Freunden, Kollegen, Bekannten und Verwandten:

- 5x Düsenaufsatz\*



\* Bitte beachte die Reinigungshinweise weiter hinten im Projektfahrplan.

# trnd Projektablauf.

## 1 Auspacken und Fotos machen.

### Auspacken:

Zunächst kannst Du ganz in Ruhe Dein Startpaket auspacken und Dich mit dem Sonicare AirFloss in aller Ruhe vertraut machen.

### Fotos machen:

Lass uns doch alle an diesem Moment teilhaben und mach gleich ein paar Fotos von Deinem Auspackspaß. Alle Deine Fotos kannst Du uns jeweils zusammen mit Deinen Gesprächsberichten schicken: Surfe dazu einfach auf [www.trnd.com/airfloss](http://www.trnd.com/airfloss) und klicke auf den Button „Bericht schreiben“.

## 2 Dein erster Eindruck.

### Ausprobieren:

Dann gilt es, das High-Tech-Gerät für die Zahnzwischenraumpflege auszuprobieren. Mach das doch am besten gleich am Abend nach dem Zähneputzen.

### Startumfrage:

Nach einer kurzen Testphase wollen wir unsere Meinungen sammeln. Wie leicht fällt Dir die Anwendung des Sonicare AirFloss? Überzeugt Dich der Sonicare AirFloss bei der Reinigung Deiner Zahnzwischenräume? Ergänzt Du damit bereits Deine tägliche Zahnpflege? Deine Meinung dazu kannst Du in der Startumfrage im meintrnd-Bereich mitteilen. Wenn es so weit ist, informieren wir Dich per eMail.

**3**

### So wirst Du Online-Reporter für den Sonicare AirFloss.

Als Online-Reporter erhältst Du den Sonicare AirFloss als Testgerät, damit Du Dich erst einmal selbst von der effektiven Zahnzwischenraumpflege überzeugen kannst.

Während der gesamten Testphase kannst Du das Gerät ausführlich präsentieren:

- per Video und Foto
- mit Beiträgen auf Deinem eigenen Blog und auf Produktbewertungsplattformen, wie z.B. Amazon, ciao, dooyoo etc.
- per Testreportage als Text- oder PDF-Dokument an [airfloss@trnd.com](mailto:airfloss@trnd.com)

Informiere Deine Leser über die Besonderheiten des Sonicare AirFloss. Dazu kannst Du Dich filmen oder fotografieren, wenn Du den AirFloss ausprobierst. Zeige Deinen Lesern z.B. das praktische Design, mit dem Du auch schwer erreichbare Zahnzwischenräume schnell reinigen kannst. Oder wie einfach die Reinigung generell ist. So kannst Du Deine Erfahrungen mit dem Sonicare AirFloss am besten weitergeben und mit anderen teilen.

Anregungen für Deine Testreportagen/-videos findest Du ein paar Seiten weiter und auf dem Projektblog unter „Blogbox“.

*Hinweis: Erwähne bei Veröffentlichungen im Internet bitte stets, dass Du den Sonicare AirFloss im Rahmen eines trnd-Projekts ausprobierst. Das ist wichtig, denn schließlich wollen wir als Projektteilnehmer keine Schleichwerbung machen, sondern unsere ehrliche Meinung weitergeben.*

**4**

### Sonicare AirFloss bekannt machen.

Wenn Dich der Sonicare AirFloss überzeugt, dann hilf gemeinsam mit allen Projektteilnehmern, das Gerät für die einfache und schnelle Zahnzwischenraumpflege noch bekannter zu machen. Dazu kannst Du:

- Testreportagen über den Sonicare AirFloss online veröffentlichen
- Freunden, Bekannten und Kollegen den Sonicare AirFloss vorführen
- anderen von Deinem Insiderwissen über die schnelle und effektive Zahnpflege erzählen.

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere auf den Sonicare AirFloss aufmerksam machen kannst. In diesem Projektfahrplan haben wir noch einige Ideen zum Weitersagen zusammengestellt (ein paar Seiten weiter).

**5**

### Von Gesprächen und Testreportagen berichten.

Gesprächsberichte sind die Grundlage für trnd-Projekte. **Je mehr wir davon** zusammentragen, **desto besser** können wir dem Sonicare Team zeigen, was wir gemeinsam erreicht haben. In diesem Projekt haben Gesprächsberichte zwei Funktionen.

#### **1. Berichte von Gesprächen mit Freunden und Bekannten.**

Damit das Sonicare Team möglichst viel aus Deinen Gesprächen mit Freunden und Bekannten lernen kann, ist es wichtig, dass Du uns davon berichtest. Am besten schreibst Du immer dann einen **Gesprächsbericht**, wenn Du mit Freunden über den Sonicare AirFloss geredet hast.

#### **2. Schreib uns, wo Du Deine Testreportagen veröffentlicht hast.**

Du schreibst am besten immer dann einen Bericht, wenn Du eine Testreportage über den Sonicare AirFloss online veröffentlicht hast. Darin gibst Du an, wo wir Deine Testreportage lesen können (per Link) und wie viele Leute sie etwa lesen werden.

## 6 Deine Erfahrungen.

Während des Projekts interessieren uns natürlich auch Deine Erfahrungen mit dem Sonicare AirFloss. Um mitzuteilen, ob das Gerät für die einfache und schnelle Zahnzwischenraumpflege Deine Erwartungen erfüllt, nimmst Du einfach an der **Zwischenumfrage im meintrnd-Bereich** teil.

Du bekommst eine eMail, wenn es so weit ist.

## 7 Hilf mit bei der Marktforschung.

Werde zum Sonicare Marktforscher. Denn auch die Meinungen Deiner Freunde und Bekannten sind hilfreich für die Sonicare Produktentwickler: Mit den beiliegenden Marktforschungsunterlagen kannst Du bis zu 20 Leute zum Thema „Zahnpflege“ befragen – und ihnen bei der Gelegenheit auch von Deinem Insiderwissen über den Sonicare AirFloss und die Marke erzählen.

Genauere Infos findest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen.

## 8 Abschlussumfrage

Deine Testergebnisse, bitte:

Am Ende des trnd-Projekts wollen wir noch einmal gemeinsam Meinungen, Anregungen und unsere Mundpropaganda-Erfahrungen mit dem Sonicare AirFloss zusammentragen.

Fülle dazu einfach die **Abschlussumfrage im meintrnd-Bereich** aus. Wenn es so weit ist, benachrichtigen wir Dich natürlich rechtzeitig per eMail.

Auf unserem Projektblog werden wir alle Fragen und Ideen gemeinsam diskutieren:

[www.trnd.com/airfloss](http://www.trnd.com/airfloss)

Fragen und Anregungen zum Projekt schickst Du am besten per eMail direkt an:

[airfloss@trnd.com](mailto:airfloss@trnd.com)



## trnd Grundsätze.

**Damit ehrliche, offene und erfolgreiche Mundpropaganda möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. Als Teilnehmer am Projekt bist Du verpflichtet, Dich insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu halten.**

### **Offenheit.**

Die Teilnahme an einem trnd-Projekt ist weder etwas Geheimes noch Undercovermäßiges. Wir wollen keine Schleichwerbung oder sonstigen Unfug verbreiten. Alle Teilnehmer am Projekt sind daher verpflichtet, dass sie – immer wenn sie im Rahmen des Tests mit Freunden und Bekannten sprechen – stets erwähnen, dass sie die Testprodukte im Rahmen eines trnd-Projekts kennengelernt haben und dass sie an einem trnd Mundpropaganda-Projekt teilnehmen. Du darfst Deinen Freunden/ Bekannten auf keinen Fall etwas vormachen, schließlich bist Du kein Vertreter, der an der Tür klingelt und irgendwas verkaufen will. Sei offen und ehrlich und gib ausschließlich Deine eigene Meinung wieder.

### **Ehrlichkeit.**

Eigentlich selbstverständlich, aber leider heutzutage nicht immer üblich: Nur ehrliche Mundpropaganda kann funktionieren. Das bedeutet auch, dass Du nichts verschweigen oder übertreiben solltest. Gib einfach Deine eigene Meinung an Freunde und Bekannte weiter.

### **Zuhören.**

Bei der Mundpropaganda geht es natürlich nicht darum, dass Du Deinen Freunden erzählst, wo es langgeht. Denn auch Deine Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner Anregung – ihre eigene Meinung zu den Produkten Deines trnd-Projekts bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn Du ihnen genau zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und Bekannten sammelst und an uns weitergibst.



## Der Satz zum Weitererzählen.

**Sonicare AirFloss reinigt  
die Zahnzwischenräume  
einfacher und schneller  
als Zahnseide.**



# Ideen zum Weitersagen.



*Gemeinsam ausprobieren*

**Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere auf den Philips Sonicare AirFloss aufmerksam machen kannst. Hier haben wir ein paar Ideen für Dich zusammengestellt:**

**Freunde und Familienmitglieder** überzeugst Du natürlich am besten beim gemeinsamen Ausprobieren von den Vorzügen des Sonicare AirFloss. Dafür findest Du in Deinem Startpaket mehrere Düsen zum Aufstecken: Gib bitte aus hygienischen Gründen jedem Mitbestester eine eigene Düse und hilf ihm, sie am Sonicare AirFloss anzubringen. Außerdem muss der Flüssigkeitsbehälter des AirFloss gründlich gereinigt werden, bevor ihn eine andere Person genutzt. Wie das geht, steht rechts auf der Seite.

*Infoabend*

Letzteres kannst Du natürlich auch in einer geselligen Runde außerhalb des Badezimmers tun: Veranstalte doch einen **Infoabend** für Freunde, Nachbarn und Bekannte, an dem Du allen den Sonicare AirFloss zeigst, genau erklärst, wie er befüllt wird und wie die effektive Reinigung mit der Microburst-Technologie funktioniert.

*Sprühstoß vorführen*

Oder Du nimmst den Sonicare AirFloss einfach mit in die Arbeit und demonstrierst Deinen **Kollegen** mit einem **Sprühstoß auf die Handfläche**, wie effektiv und einfach der Strahl aus Luft und Wasser wirkt.

*Tipp weitergeben: einfacher als Zahnseide*

Du weißt von einem Kollegen oder Freund, dass er sehr auf Zahnpflege achtet, aber nicht gut mit Zahnseide zurecht kommt? Gib ihm oder ihr den **Tipp**, wie leicht sich der Sonicare AirFloss handhaben lässt. Er wird ganz einfach am Zahnfleisch positioniert und setzt auf Knopfdruck einen wirkungsvollen Sprühstrahl frei, der in die Zahnzwischenräume eindringt.

Die besten Ideen zum Weitersagen hast Du sicher selbst. Schreib uns doch, was man tun kann, um den Sonicare AirFloss im Freundeskreis, bei Verwandten und Kollegen bekannt zu machen. Wir sind gespannt auf viele kreative Anregungen und Fotos von Deinen Aktionen.

# trnd Online-Reporter.

**Finde wie ein richtiger Reporter alles rund um den Philips Sonicare AirFloss heraus und berichte dann im Internet davon.**

Da viele Leute das spezielle Gerät zur einfachen und schnellen Reinigung der Zahnzwischenräume noch nicht selbst ausprobieren konnten bzw. in Realität gesehen haben, können sie von Deinen Erfahrungen profitieren. Mithilfe Deiner Testreportagen können sich andere ein umfassendes Bild vom Sonicare AirFloss machen.

**Anregungen für Deine Testreportagen:**

- Wie liegt der Sonicare AirFloss in der Hand?
- Wie selbsterklärend ist die Anwendung?
- Beschreibe Deine Erfahrungen aus der ersten Anwendung.
- Erreichst Du alle Bereiche im Mundraum mühelos?
- Wie leicht lässt sich der AirFloss von Zahnzwischenraum zu Zahnzwischenraum führen?
- Wie häufig wendest Du den AirFloss an? Wie häufig hast Du vor diesem Projekt Zahnseide verwendet?
- Welche Vorteile erkennst Du beim AirFloss gegenüber Zahnseide?
- In Abhängigkeit zu Deiner Anwendungsfrequenz: Wie lange hält der AirFloss-Akku?
- Wie gut lässt sich der Flüssigkeitsbehälter befüllen?
- Macht Dir die Anwendung Spaß?



*Diese Themen kannst Du z.B. in den Testreportagen aufgreifen.*

Wo Du Deine Testreportagen/-videos veröffentlicht hast, das kannst Du uns per Gesprächsbericht mitteilen oder direkt in der Blogbox zum Sonicare AirFloss auf unserem gemeinsamen Projektblog. Du kannst Testreportagen auch als Word- bzw. Textdatei an [airfloss@trnd.com](mailto:airfloss@trnd.com) schicken, damit wir sie im Projektblog veröffentlichen.

# Die Sonicare Geschichte.

**Sonicare entstand Ende der 80er Jahre mit der Präsentation der ersten elektrischen Zahnbürste mit Schalltechnologie. Heute beeinflusst Sonicare die Zahnputzgewohnheiten von Menschen auf der ganzen Welt.**



Sonicare ist eine Erfindung von David Giuliani. 1987 gründete er mit den Professoren David Engel und Roy Martin von der University of Washington die Optiva Corporation Inc., um ein neues, innovatives Zahnhygienegerät zu vermarkten, das mit Schalltechnologie arbeitet. Inspiriert wurde dieses Produkt durch die Technologie, die damals in Zahnarztpraxen zum Reinigen von Zähnen verwendet wurde.

Im Oktober 2000 erwarb Royal Philips Electronics das Unternehmen Optiva Corporation Inc., das heute unter dem Namen Philips Oral Healthcare bekannt ist.

Philips Oral Healthcare ist heute ein führender Anbieter von elektrischen Zahnbürsten und hat weltweit eine Vorreiterrolle im Bereich der Zahnbürsten mit Schalltechnologie eingenommen. Im Oktober 2002 erklärte Forbes Global die Philips Sonicare Zahnbürste zum „Rolls-Royce unter den elektrischen Zahnbürsten“.



Mit dem umfangreichen Wissen aus Forschung und Entwicklung entwickelte Philips die nächste Generation der elektrischen Zahnbürsten: die Sonicare FlexCare und die Sonicare Healthy-White. Mit der „Sonicare For Kids“ wurde zudem erstmals eine elektrische Zahnbürste mit der bewährten Schalltechnologie speziell für Kinder auf den Markt gebracht.

Mit über 17 Millionen Anwendern weltweit hat sich die Sonicare zu einer der meistverkauften, wiederaufladbaren Premium-Zahnbürsten entwickelt. Mehr als 175 veröffentlichte Studien und Auszüge wissenschaftlicher Arbeiten, die an 50 Universitäten weltweit durchgeführt wurden, haben bewiesen, dass die wiederaufladbare Sonicare Zahnbürste äußerst effektiv im Hinblick auf die Plaque-Entfernung, die Gesunderhaltung des Zahnfleisches und die Entfernung von Verfärbungen ist.

## **Neu – der Sonicare AirFloss**

Jetzt hält das Sonicare-Prinzip auch Einzug in den Bereich der Reinigung von Zahnzwischenräumen – mit dem Philips Sonicare AirFloss. Damit widmet sich Philips ganzheitlich dem Thema Mundraumpflege, zu der mehr gehört als Zähneputzen. So belegen klinische Studien, dass bei Kombination des Sonicare AirFloss mit einer Zahnbürste bis zu 99 % mehr Plaque zwischen den Zähnen entfernt wird als bei alleiniger Anwendung einer Handzahnbürste.\* Und dabei liegt ein Großteil der Zahnflächen im Zwischenraum.



\* Quelle: Jain V., Wei J., Jenkins W., DeLaurenti M., de Jager M.: Wirksamkeit des Philips Sonicare AirFloss bei Plaque in den Zahnzwischenräumen und bei Zahnfleischentzündungen. Archivdaten, 2010

## Weitere Sonicare Produkte.



Das Sonicare System, bestehend aus dem Handstück der Zahnbürste und dem Bürstenkopf, bietet eine sanfte und dennoch effektive Reinigung basierend auf der patentierten Schalltechnologie.

### Sonicare FlexCare:

#### Die innovativste elektrische Philips Zahnbürste.

Mit FlexCare kannst Du Deine Zahnputzgewohnheiten auf Deine individuellen Bedürfnisse einstellen. Dazu besitzt dieses Modell 3 individuelle Putzeinstellungen und 2 flexible Reinigungsprogramme.



### Sonicare HealthyWhite:

#### Um 2 Grade weißere Zähne in 2 Wochen.

Mit HealthyWhite beseitigst Du alltägliche Verfärbungen, die z.B. durch Kaffee und Tee entstehen schnell und natürlich. Durch tägliches Putzen vermeidest Du sogar die Neubildung von Verfärbungen und Deine Zähne bleiben glatt und sauber.



### Sonicare For Kids:

#### Fördert ein gesundes und eigenständiges Zähneputzen.

Sonicare For Kids ist für Kinder im Alter zwischen 4 und 10 Jahren gemacht. Das kinderfreundliche Design fördert die Zahngesundheit und das richtige Zähneputzen. Integrierte Funktionen wie der KidTimer und der KidPacer machen die Sonicare für Kinder so einzigartig.

## Hygienische Reinigung.

In Deinem Startpaket findest Du mehrere Düsenaufsätze, damit Du den Sonicare AirFloss zusammen mit Familienmitgliedern, Freunden und Übernachtungsgästen ausprobieren kannst.

**Bitte beachte:** Aus hygienischen Gründen muss der Flüssigkeitsbehälter des AirFloss gründlich gereinigt werden, bevor das Gerät von einer anderen Person verwendet wird.

Und so funktioniert die gründliche **Reinigung des AirFloss Flüssigkeitsbehälters:**

1. Wische zuerst die Oberfläche des Sonicare AirFloss gründlich mit einem angefeuchteten Tuch ab.
2. Entferne vorsichtig den Düsenaufsatz.
3. Tränke nun ein Wattestäbchen mit Wasser. Säubere damit behutsam die obere Öffnung des AirFloss (siehe Foto) sowie den Innenraum des Flüssigkeitsbehälters.

*Reinige mit einem Wattestäbchen vorsichtig die Öffnung des Düsenaufsatzes.*



4. Lass den AirFloss nun einfach an der Luft trocknen.

# Zahlen und Fakten.

## **Philips Sonicare AirFloss.**

---

Gerät für die Reinigung der Zahnzwischenräume – einfacher als Zahnseide und besonders sanft und schnell.

---

Patentierter Microburst-Technologie: ein 70 km/h schneller Strahl aus Luft und Wasser löst in Sekundenbruchteilen Plaque/Zahnbelag zwischen den Zähnen.

---

Kann helfen, Zwischenraumkaries und entzündetem Zahnfleisch vorzubeugen.

---

Ideale Ergänzung zum täglichen Zähneputzen – entfernt bis zu 99 % mehr Plaque (im Vergleich zum Putzen mit einer Handzahnbürste allein).

---

Flüssigkeitsbehälter auch mit Mundspülung befüllbar.

---

Eine komplette Reinigung aller Zahnzwischenräume dauert nur 1 Minute und verbraucht weniger als einen Teelöffel Flüssigkeit.

---

Lithium-Ionen-Akku hält bis zu 2 Wochen.

---

Farbe: Weiß.

---

Im Handel erhältlich ab August 2011.

---

Unverbindliche Preisempfehlung: 99,99 Euro.

---

2 Ersatzdüsen im Nachfüllpack: 9,99 Euro.





# trnd

[www.trnd.com/airfloss](http://www.trnd.com/airfloss)

Ansprechpartnerin bei trnd: [trinidi@trnd.com](mailto:trinidi@trnd.com)

© 2011 trnd AG – Winzererstr. 47d – 80797 München